

Dermatix® Ultra

Gel de silicone pour prévenir la formation de cicatrices disgracieuses à la suite de la fermeture de plaies et pour réduire les cicatrices en bourrelet récemment formées

Qu'est-ce que Dermatix® Ultra?

Dermatix® Ultra est un gel de silicone à appliquer sur la peau. Il est invisible, sèche rapidement et contribue à maintenir l'hydratation de la peau dans le cadre du traitement des cicatrices à la suite d'une opération, d'une brûlure ou d'un traumatisme. Il est démontré que Dermatix® Ultra aplanit, assouplit et lisse les cicatrices. Il soulage les douleurs, les démangeaisons, les irritations et les rougeurs associées aux cicatrices.

Dermatix® Ultra est un gel de silicone léger, non graissant, aisément applicable sur toutes les zones de peau, y compris sur le visage, les articulations et les autres parties du corps fortement sollicitées pour les mouvements. Il sèche rapidement en formant sur la peau un film invisible qui confère une sensation de peau nette et douce.

Dermatix® Ultra a été conçu essentiellement à base des mêmes polymères à longue chaîne que ceux utilisés pour les films de gel de silicone à usage externe. Il est disponible sous la forme d'un gel de silicone en tube. Ce gel de silicone contient des siloxanes cycliques et polymères ainsi que d'ester de vitamine C. Il est offert en tubes de 15 g.

Dans quels cas Dermatix® Ultra est-il utilisé?

Dermatix® Ultra est indiqué dans la prévention et le traitement des cicatrices chéloïdes (ayant l'aspect d'un bourrelet) et hypertrophiques (proéminentes) telles qu'elles peuvent se former par exemple à la suite d'interventions chirurgicales générales, de traumatismes ou de brûlures.

Le gel de silicone est idéalement appliqué directement sur la surface de la peau intacte (plaie déjà fermée) après la guérison de la plaie. Il peut également être utilisé sur les chéloïdes (ayant l'aspect d'un bourrelet) rouges en cours de guérison. Le développement d'une cicatrice peut souvent durer jusqu'à deux ans après la fermeture de la plaie.

Comment utiliser Dermatix® Ultra?

Avant la première application, pratiquez une ouverture dans la pointe du tube à l'aide d'une aiguille. Nettoyez la zone de peau à traiter et séchez-la en tamponnant. Dermatix® Ultra ne doit être appliqué que sur une peau propre et sèche. Appliquez en douceur une petite quantité de Dermatix® Ultra sur la cicatrice. Essuyez l'excès de gel de silicone avec un linge non pelucheux pour éviter de souiller les vêtements. Après séchage complet, vous pouvez appliquer sans problème un produit de soin ou de maquillage sur la cicatrice traitée par Dermatix® Ultra.

Dermatix® Ultra doit être appliqué deux fois par jour pendant une période d'au moins deux mois. Dans le cas de cicatrices difficiles à traiter, il peut être nécessaire de prolonger davantage le traitement. Dermatix® Ultra convient également aux enfants.

Dans quels cas Dermatix® Ultra ne doit-il pas être utilisé?

- Dermatix® Ultra ne doit pas être appliqué sur des plaies ouvertes ou récentes.
- Dermatix® Ultra ne doit pas être appliqué sur les muqueuses ou sur le contour de l'œil.
- Dermatix® Ultra ne doit pas être appliqué sans l'avis du médecin sur des zones de peau traitées avec un autre médicament.

Dermatix® Ultra peut-il provoquer des effets secondaires?

Dans de rares cas, des rougeurs, douleurs ou irritations cutanées peuvent se produire.

Si vous remarquez ces effets indésirables ou d'autres réactions indésirables, demandez l'avis d'un professionnel.

Comment conserver Dermatix® Ultra?

- À conserver hors de la portée des enfants.
- À conserver à une température ne dépassant pas +25 °C et à l'abri de toute source de chaleur.
- Ce gel de silicone ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant sur l'emballage (M).

Autres informations

Pour de plus amples informations sur Dermatix® Ultra, veuillez vous adresser à un professionnel.

Mise à jour de l'information: décembre 2011.

 **Hanson Medical, Inc., Kingston, WA 98346, USA**

 Meda Pharmaceuticals Ltd., Takeley, Bishop's Stortford, CM22 6PU, UK

Distribution: MEDA Pharma GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen

OS070C
5603012115CH02



MEDA